

V Plzni 22.1.2016

Věc: změna stanovení celkového IgE

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
dovoluji si Vás upozornit na změnu ve stanovení hladiny celkového IgE v séru.

Od pátku 22. 1. 2016 přecházíme na novou soupravu firmy Abbott. Hodnoty budou vyjadřovány v jednotkách kIU/l (dosud $\mu\text{g/l}$, orientační přepočít $\text{kIU/l} = \mu\text{g/l} : 2,4$)


Referenční rozmezí:

do 1 roku	< 15 kIU/l
1 – 5 let	< 60 kIU/l
5 – 9 let	< 90 kIU/l
9 – 15 let	< 200 kIU/l
15 a více let	< 100 kIU/l

Po obdržení prvních výsledků prosím zkontrolujte přenos a nastavení referenčních rozmezí ve Vašem lékařském informačním systému.

Těším se na další spolupráci, s pozdravem

Ing. Zdeněk Jeřábek
vedoucí oddělení klinické biochemie
MN Plzeň, Privamed a. s.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'Z' followed by a smaller 'J' and 'E'.